

NORDIC
PHARMA
presenta



La única plataforma digital online que integra las escalas
de uso habitual para la valoración y seguimiento de las
enfermedades reumáticas en una misma ubicación



La primera y única plataforma digital online que, en una sola ubicación, integra múltiples escalas de uso habitual para la valoración y seguimiento de las enfermedades reumáticas.



Escalas para
Artritis, Espondilitis
y Artritis Psoriásica



Escalas específicas
de toxicidad,
seguridad y
adherencia



Evalúan de forma
sistemática los
efectos secundarios
e intensidad del
dolor



Además ofrece
múltiples links
actualizados de
interés

FICHA DEL PACIENTE

Da de alta al paciente incluyendo sus datos personales y clínicos.

Debes seleccionar un paciente para acceder a su ficha.

REUMAScore El software de escalas de valoración de NORDIC

ESCALAS DE VALORACIÓN EN REUMATOLOGÍA

USUARIO **ALTAS** **INFORMES**

Sexo	Nº paciente	Fecha alta	Profesión	Nº historia	Médico	Edad	IMC
Hombre	247	02/09/2016	electricista	0001	4	madrid	Madrid
Mujer	250	05/09/2016	administrativ	20160905.01	0	Mostoles	Madrid
Hombre	252	05/09/2016	aaa	999	1	aaa	Álava
Hombre	253	05/09/2016	aaa	999	1	aaa	Álava
Hombre	254	05/09/2016	aaa	999	1	aaa	Álava
Hombre	255	05/09/2016	aaa	999	1	aaa	Álava

Registros por página: 10

REUMAScore El software de escalas de valoración de NORDIC

ESCALAS DE VALORACIÓN EN REUMATOLOGÍA

USUARIO **ALTAS** **INFORMES**

DATOS GENERALES

Fecha de alta (*) 02/09/2016 Nº de paciente 247 Nº de historia (*) 0001 Especialidad (*) Otras

Centro de salud (*) prueba C.P. (*) 28015 Población (*) madrid Provincia (*) Madrid

Hospital (*) C.P. (*) 28015 Población (*) madrid Provincia (*) Madrid

DATOS PERSONALES

Sexo (*) Hombre País de nacimiento Fecha de nacimiento (*) 07/12/1972 Edad 47 Teléfono 917869432

Calle Población (*) madrid C.P. (*) 28015 Provincia (*) Madrid

Nivel de estudios (*) Medios Profesión (*) electricista Situación laboral (*) Activo Ocupación (*) electricista

DATOS CLÍNICOS

Talla (cm) (*) 180 Peso (kg) (*) 90 IMC 27 Categoría Sobrepeso Horas de ejercicio semanal (*) 10

Hábitos: (*)

Fumador: * No ☒ Exfumador ☐ Si Frecuencia: Nº de uds./día Alcohol: * No ☒ Si Frecuencia: Nº de uds./día

Drogas: * No ☒ Exadicto ☐ Si Frecuencia: Nº de veces/día Tipo

Causa del dolor (*) artritis Tipo de dolor: (*) ☒ Nociceptivo ☐ Neuropático ☐ Mixto Duración del dolor: días (*) 2

INCAPACIDAD

A) Temporal (*) * No ☒ Si Número de días de incapacidad 0 Motivo

B) Permanente(*) * No ☒ Si Grado de incapacidad 2 Motivo

DATOS DIAGNÓSTICOS

Diagnóstico de la enfermedad reumática causante del dolor: (*)

Artritis (localización) Manos Reumatismo de partes blandas(diagnóstico y región)

Artritis (Tipo) Artritis reumatoide Aplastamiento vertebral (localización)

☐ Fibromialgia Otras causas (especificar)

Antecedentes familiares de enfermedad reumática (*) * No ☒ Si Especificar

Comorbilidad (*)

☒ Úlcus péptico ☐ HTA ☐ ACVA ☐ Enfermedad inflamatoria ☐ Cardiopatía isquémica

☐ Dislipemia ☐ DM Otras causas (especificar)

TRATAMIENTO RECIBIDO

Terapia física (*) * No ☒ Si Especificar

Fármacos (*)

Analgésicos periféricos Paracetamol Relajantes musculares

Opioides débiles Opioides fuertes

Antiinflamatorios no esteroideos no selectivos Antiinflamatorios no esteroideos selectivos

Antedepresivos Otros (Especificar)

Antineumáticos modificadores de enfermedad: (*) * No ☒ Si Metotrexato 0 mg

Glucocorticoides orales(*) * No ☒ Si 0 mg

Glucocorticoides intraarticulares(*) * No ☒ Si Especificar 0 mg

Terapias biológicas: (*) * No ☒ Si 0 mg

Cirugía (*) * No ☒ Si Especificar

Guardar cambios Nuevo Borrar

PRESENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ESCALAS

Elige la escala de valoración necesaria para estimar el impacto de la enfermedad reumática sobre el paciente.

ESCALAS GENERALES

EVA – 40

ENV – 2

HAQ – 0,625

VMA -I – 20

VPA-I – 50

WPAI – 0,25/0,30/0,475/0,2

ARTRITIS REUMATOIDE

DAS28 – SVG - 2,24

SDAI – 0

CDAI – 0

PCA

ARTRITIS PSORIÁSICA Y ESPONDILOARTROPATÍAS INFLAMATORIAS

ASDAS

BASDAI

BASFI

MASES

CALIDAD DE VIDA Y ESTADO EMOCIONAL

GOLDBERG

SF - 12

CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS DE MTX

Tox. MTX

Toxicidad

Cuestionario de Capacidad Funcional

Marque en la línea el punto que mejor describe

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de:
Vestirse y asearse:

1.- Vestirse solo, incluyendo abrocharse los botones

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

2.- Enjabonarse la cabeza?

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

Levantarse:

3.- Levantarse de una silla sin brazos?

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

4.- Acostarse y levantarse de la cama?

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

Comer:

5.- Cortar un filete de carne?

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

6.- Abrir un cartón de leche nuevo?

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

7.- Servirse la comida?

☐ Sin dificultad ☐ Con alguna dificultad

Caminar:

8.- Caminar fuera de casa por un terreno llano?

REUMAScore El software de escalas de valoración de **NORDIC** **PT** **Cerrar Sesión - Ayuda** **Bienvenido**

ESCALAS DE VALORACIÓN EN REUMATOLOGÍA

BUSCADOR ALTAS INFORMES PACIENTES **ESCALAS** RESULTADOS

Paciente: 247 Evaluaciones disponibles: 06/09/2016 Editar Nueva evaluación

ESCALAS GENERALES

EVA - 40
ENV - 2
HQD - 0.692
VMA-I - 20
VMA-II - 20
WPAI - 0.250.300.4750.2

ARTIRITIS REUMATOIDE

DAS28 - SVG - 2.24
SDAI - 0
CDAI - 0
PCA

ARTIRITIS PSORIÁSICA Y ESPONDILOARTROPATÍAS INFLAMATORIAS

ASDAS
BASDAI
BASFI
MASES

CALIDAD DE VIDA Y ESTADO EMOCIONAL

GOLDBERG
SF - 12

CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS DE MTX

Tox. MTX
Toxicidad

ARTIRITIS REUMATOIDE

ESCALA DAS28 - 06/09/2016
Introduzca los datos clínicos del paciente.

CALCULADORA DAS28

	Número
Articulaciones dolorosas (0-28)	2
Articulaciones inflamadas (0-28)	2
VSG velocidad de sedimentación global (mm/hr) (0-150)	4
EVA escala visual analógica general de salud según el paciente (0-100)	8
TOTAL	2.24

Escala en blanco Más información Borrar

VISUALIZACIÓN DE ESCALAS A MODO DE EJEMPLO

Escalas para Artiritis, Espondilitis y Artritis Psoriásica. Además también incluye específicas de toxicidad, seguridad y adherencia.

Para que aparezca una escala debe existir al menos una evaluación con esa escala.

REUMAScore El software de escalas de valoración de **NORDIC** **PT** **Cerrar Sesión - Ayuda** **Bienvenido**

ESCALAS DE VALORACIÓN EN REUMATOLOGÍA

BUSCADOR ALTAS INFORMES PACIENTES **ESCALAS** RESULTADOS

Paciente: 247 Evaluaciones disponibles: 06/09/2016 Editar Nueva evaluación

ESCALAS GENERALES

EVA - 40
ENV - 2
HQD - 0.692
VMA-I - 20
VMA-II - 20
WPAI - 0.250.300.4750.2

ARTIRITIS REUMATOIDE

DAS28 - SVG - 2.24
SDAI - 0
CDAI - 0
PCA

ESCALAS GENERALES

ESCALA NUMÉRICA VERBAL - 06/09/2016
Marque en la línea el punto que mejor describe la intensidad de su dolor en el día de hoy:

sin dolor dolor leve dolor moderado dolor intenso

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

RESULTADOS

Historial organizado por fechas de las evaluaciones realizadas de las diferentes escalas.



The screenshot displays the REUMASCORE software interface. At the top, there is a header with the REUMASCORE logo, the text 'El software de escalas de valoración de', and the NORDIC logo. On the right, there are links for 'Cerrar Sesión', 'Ayuda', and 'Bienvenido'. Below the header, there are navigation buttons: 'BUSCADOR', 'ALTAS', 'INFORMES', 'PACIENTE', 'ESCALAS', and 'RESULTADOS' (highlighted in purple). The main content area shows 'Paciente: 247' and a filter set to 'Todos los años'. Below this is a table with columns for various evaluation scales. The table contains four rows of data for dates from 02/09/2016 to 22/11/2016. At the bottom, there are controls for 'Registros por página' (set to 10) and 'Registros 1 - 4 de 4 - Páginas'.

FECHA	EVA	ENV	HAQ	VMA-I	VPA-I	WPAI-PA	WPAI-PP	WPAI-PG	WPAI-PD	DAS28	SDAI	CDAI	ASDA5	BASDAI
02/09/2016	30	2	0,625											
06/09/2016	40	2		20						2,24				
14/10/2016											0			
22/11/2016					50	0,25	0,3	0,48	0,2			0		

Registros por página: 10 | Registros 1 - 4 de 4 - Páginas: 1



El software de escalas de valoración de



PT

Cerrar Sesión • Ayuda

Bienvenido

BUSCADOR

ALTAS

 INFORMES

Médico

Todos

Sexo

Amos

Hospital

Todos

IMC

Todos

Artritis

Edad

Todos

Nivel de estudios

Tipo de dolor

Terapia física

Provincia (paciente)

Situación laboral

Grado de incapacidad

Cirugía

Código postal

Hábitos

Artrosis

Fármacos

Aplicar filtro

Exportar a Excel

Nº de pacientes que cumplen el filtro: 2 de un total de 6 pacientes registrados

Escala	Nº de evaluaciones	Media	Mediana	Desviación típica
EVA	3	32	30	2,94
ENV	3	2,67	2	0,82
WPAI	1	0,25	0,25	0,5
VPA	1	50	50	7,07
VMA	1	20	20	4,47
DAS	1	2,24	2,24	1,5
HAQ	1	0,62	0,62	0,79
SDAI	1	0,00	0	0
ADMX	0	0	0	0
ASDAS	0	0	0	0
BASDAI	0	0	0	0
BASFI	0	0	0	0
TOX	0	0	0	0
COAI	1	0	0	0
GOLDBERG	0	0	0	0
SF12	0	0	0	0
MASES	0	0	0	0

INFORME FINAL

Se podrán obtener datos filtrados y medias de valores sobre la base definida de pacientes.



www.reumascore.es

Solo podrá entrar en el área de trabajo de ReumaScore definiendo una ID de usuario a la que se le asignará una clave de acceso.

Puede elegir trabajar dentro de un grupo o de forma individual.

DENTRO DE UN GRUPO

Si trabaja dentro de un grupo necesitará 2 claves de acceso:

- En primer lugar deberá introducir la clave de acceso de grupo.
- En segundo lugar deberá introducir su clave de acceso individual como miembro perteneciente a ese grupo.

Si trabaja dentro de un grupo podrá emitir informes:

- Considerando como conjunto base a todos los pacientes del grupo. Todos los miembros del grupo podrán acceder a estos informes.
- Considerando como conjunto base solo a los pacientes asignados a un miembro del grupo.

Solo podrá emitir este informe el miembro del grupo interesado con su clave.

DE FORMA INDIVIDUAL

Deberá introducir su clave de acceso individual.

Cada paciente dado de alta por esta clave será incluido en un conjunto de pacientes asignados a esa clave.

Las claves individuales no son las mismas que las otorgadas a un individuo que forma parte de un Grupo como miembro del mismo.

Los informes emitidos al trabajar de forma individual toman como conjunto base a los pacientes asignados a esa clave individual.

Los pacientes asignados a distintas claves individuales no pueden agregarse en un conjunto común (salvo que se exporten, por ej. a Excel y sean tratados de forma externa al software del programa).

Las claves de acceso iniciales serán otorgadas por NORDIC PHARMA a solicitud del usuario.

Una vez que haya accedido por primera vez, el usuario podrá cambiar sus claves individuales, tanto la que tenga como miembro perteneciente a un grupo, como la que tenga de forma individual.

La solicitud de claves de acceso por parte del usuario puede realizarse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:

----- o cumplimentando una ficha que será facilitada por el Delegado Comercial de Nordic Pharma.