


NORDIC


PHARMA



Manual de Uso



Arquitectura




AVISO: Esta aplicación está diseñada para ser usada por médicos cirujanos y por lo tanto tiene el acceso restringido a haber recibido una invitación previa de la empresa Nordic Pharma para poder disponer de un usuario.

1. Primeros Pasos

1.1 Instalación de la aplicación

Antes de empezar a instalar la aplicación, deberás haber recibido una invitación de uso de AppEndo en tu correo electrónico:



De no ser así, envía un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: "soporte@doonamis.es" / "info@nordicpharma.es".

A continuación, descarga la aplicación mediante el enlace proporcionado en este correo y procede a realizar la instalación.

1.2. Creación del perfil

Una vez instalada, acepta la invitación recibida para acceder a la pantalla de creación de tu perfil.



The screenshot shows a profile creation interface. On the left is a circular placeholder for a profile picture with a green plus icon. To the right are several input fields: 'Nombre' (Name), 'Apellido' (Surname), 'Dirección de correo electrónico' (Email address), 'Localización del trabajo' (Work location), 'Especialidad' (Specialty), 'Clave' (Password), and 'Repetir clave' (Repeat password). Below these fields is a checkbox labeled 'Acepto las condiciones del servicio' (I accept the terms of service). On the far right is a larger text area labeled 'Introduce una descripción' (Enter a description).

Rellena todos los campos del formulario y haz clic en “Registrar”.

REGISTRAR

1.3. Acceder a la aplicación

Cuando hayas completado el registro, abre AppEndo (versión web o móvil), introduce tu correo electrónico en el campo de “Usuario” y tu clave en el campo “Contraseña” y haz clic en “Iniciar Sesión”.



The screenshot shows a login interface with a background image of a forest. It features two input fields: 'Usuario' (User) and 'Contraseña' (Password). Below these fields is a green button labeled 'Iniciar sesión' (Log in).



2. Intervenciones

2.1 Creación de las Intervenciones

Para crear una Intervención dirígete al menú lateral



y




En el siguiente menú aparecerán las intervenciones que se han creado hasta ahora.

Para añadir una nueva intervención haz clic en  y rellena los siguientes campos:

Elige la fotografía, el título, la descripción e indica cuándo va a realizarse la intervención.

Si eliges la opción “Planificar”, indica la fecha (día y hora) en concreto para que aparezca en el menú de intervenciones en ese momento.

A continuación, haz clic en el botón de “Crear Intervención”.



TÍTULO

DESCRIPCIÓN

CUÁNDO

CREAR INTERVENCIÓN

Ahora

Planificar

Acto seguido deberás elegir a los usuarios a los que quieres enviar una notificación para que puedan acceder a la intervención que acabas de crear.


2.2 Uso de las Intervenciones

Para que las intervenciones creadas desde AppEndo aparezcan en el Equipo de Quirófano conectado a la torre de laparoscopia (PIPO) debes actualizarlas desde allí haciendo clic en “Actualizar Intervenciones”.



A continuación ya puedes seleccionar la intervención creada e iniciar o detener la videollamada mediante los botones “Empezar Intervención” y “Finalizar Intervención”.

También podrás hablar a través del micrófono cuando esté seleccionado el botón de la parte inferior izquierda (en rojo) o enviar comentarios de texto con el de la parte inferior derecha.






Cuando una intervención esté retransmitiendo imagen aparecerá un indicador de “LIVE” en la parte superior izquierda de la pantalla.



2.3 Acceso Remoto

Para conectarte de forma remota con el PIPO desde la aplicación móvil o desde la web, dirígete al menú lateral  y selecciona la opción “Acceso Remoto”.



Esta opción permite conectarse con el PIPO para ver el vídeo y escuchar el audio de quirófano sin haber creado la intervención.



3. Eventos

3.1 Creación de Eventos

Para crear un Evento dirígete al menú lateral  y selecciona la opción "Eventos".



En el siguiente menú aparecerán los eventos que se han creado hasta ahora.

Para añadir un nuevo evento haz clic en  y rellena los siguientes campos:


Elige la fotografía, el título, la descripción e indica cuándo va a realizarse el evento.

A continuación, haz clic en el botón de "Crear Evento".



En los eventos existe un presentador, que es el creador del evento y quien registra el video mediante su teléfono móvil. Sin embargo, el testimonio de la videoconferencia puede cambiarse con el botón 

Los Eventos sirven para retransmitir mediante videollamada otros elementos de interés tales como una conferencia o una reunión.




TÍTULO	
DESCRIPCIÓN	
CUÁNDO	
FECHA	EMPIEZA A LAS
Selecciona una fecha	Selecciona una hora

4. Noticias

4.1 Creación de Noticias

Para crear una Noticia dirígete al menú lateral  y selecciona la opción "Noticias".




En el siguiente menú aparecerán las noticias que se han creado hasta ahora.

Para añadir una nueva noticia haz clic en  y rellena los siguientes campos:

Elige el título, la descripción e indica si quieres añadir un enlace externo.

A continuación, haz clic en el botón de "Crear Noticia".



Mediante esta función cualquier usuario de AppEndo puede subir noticias de interés para que sean recibidas por los demás usuarios.

También se pueden realizar comentarios sobre estas noticias.

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

☐ Añadir un enlace externo

CREAR NOTÍCIA

5. Acceso desde la página web

AppEndo también dispone de una versión web de su aplicación móvil para que puedas acceder a todas sus funciones desde otros dispositivos como por ejemplo un ordenador.

Para acceder a la versión web de AppEndo escribe la siguiente dirección en la barra superior de tu navegador:

<https://www.appendo.nordicpharma.es>

Finalmente introduce tu correo electrónico y tu contraseña en la siguiente pantalla:

